



KIT PER CASCO CPAP

**HAROL**



Tutti i Kit vengono forniti clinicamente puliti

Attenzione : aggiungendo una delle seguenti lettere a fine codice , riceverete il collare del casco già tagliato nelle seguenti misure:  
L = Large = da 41 a 44 cm  
M = Medium = da 38 a 40 cm  
S = Small = da 35 a 37 cm  
P = Pediatrico = su richiesta mis. inf. a 35 cm  
NON inserendo nel codice nessuna lettera il collare verrà fornito NON tagliato

INFO	Codice	Casco per CPAP	Tenda	Collare per Casco	Valvole di PEEP	Raccordi	Altri componenti	Pezzi per confezione
	<b>CODICE</b>						<b>Miscellaneous</b>	Pezzi
<b>Tenda sterilizzabile e collare monopaziente</b>	<b>CPAP10301</b>	Casco per CPAP, composto da un supporto con chiusura sul collo in neoprene, tenda in vinile trasparente con doppio sistema in/out dei flussi. Completo di bretelle di ancoraggio. Latex Free					Raccordo Porta-Sondino nasogastrico e/o di alimentazione aventi diametro da 2 a 11 mm - mono paziente, dispositivo antisoffocamento , monopaziente - raccordo con presa pressione	1
<b>Prodotto Sterilizzabile</b>	<b>PN520</b>		Tenda in vinile Sterilizzabile a freddo per casco CPAP - Misura unica.					1
<b>Ricambi e parti mono-paziente</b>	<b>CPAP10302</b>			Collare per casco in neoprene, monotaglia , LATEX FREE. Completo di bretelle . Mono Paziente			Raccordo Porta-Sondino nasogastrico e/o di alimentazione aventi diametro da 2 a 11 mm - mono paziente, dispositivo antisoffocamento , monopaziente - raccordo con presa pressione	1
<b>Ricambi e parti mono-paziente</b>	<b>CPAP 10311</b>			Collare per casco in neoprene, monotaglia , LATEX FREE. Completo di bretelle . Mono Paziente	Valvola PEEP regolabile da 5 a 20 cmH <sub>2</sub> O		Raccordo Porta-Sondino nasogastrico e/o di alimentazione aventi diametro da 2 a 11 mm - mono paziente, dispositivo antisoffocamento , monopaziente - raccordo con presa pressione	1
<b>Tenda sterilizzabile e collare monopaziente</b>	<b>CPAP 10314</b>	Casco per CPAP, composto da un supporto con chiusura sul collo in neoprene, tenda in vinile trasparente con doppio sistema in/out dei flussi. Completo di bretelle di ancoraggio. Latex Free			Valvola PEEP regolabile da 5 a 20 cmH <sub>2</sub> O		Raccordo Porta-Sondino nasogastrico e/o di alimentazione aventi diametro da 2 a 11 mm - mono paziente, dispositivo antisoffocamento , monopaziente - raccordo con presa pressione	1
<b>Accessori</b>	<b>9293/D</b>						Generatore di alto flusso con principio venturi, specifico per CPAP. (indicare tipo di attacco ossigeno)	1
<b>Accessori</b>	<b>611.10</b>						Manometro Analogico -50 cmH <sub>2</sub> O -+ 50 cm H <sub>2</sub> O - con raccordo presa pressione e tubicino di collegamento da 2,5 metri	1
<b>Accessori</b>	<b>GT2</b>						Manometro Digitale e Ossimetro mod GT2 con allarmi	1
<b>Accessori</b>	<b>10002451</b>						Mini OX - monitor digitale per la misura della FiO <sub>2</sub>	1

# HAROL

Casco per CPAP HAROL ( litri 24 ) , sistema esclusivo in due pezzi composto da tenda e collare.

Vantaggi e caratteristiche salienti del casco :

- Tenda unica risterilizzabile a freddo
  - \* Grande risparmio su i costi di gestione
- Tenda dotata di ampio schermo liscio per migliorare la visione esterna da parte del paziente e riduzione degli effetti claustrofobici
  - \* Collare mono-taglia utilizzabile sia sul bambino che l'adulto ( da 10 a 46 cm circonferenza collo)
  - \* Ricambio monopaziente
  - \* Gestione semplificata dei ricambi ( un sola misura , un solo codice per tutti i tipi di paziente)
  - \* Drastica riduzione delle scorte di magazzino
  - \* Possibilità di avere il collare pre-tagliato nelle misure L / M e S adulto
- Piena interscambiabilità con lo stesso collare tra la tenda per CPAP e quella da NIV
- Nessun particolare dispositivo di imbragatura
  - \* Maggiore confort per il paziente
  - \* Nessun rischio di decubito ascellare
- Dispositivi integrati nel collare
  - \* Dispositivo anti-soffocamento
  - \* 2 accessi per sonde nutrizionali e/o sondino nasogastrico
  - \* Dispositivo sovrappressione
- Casco utilizzabile sia con valvole PEEP pre-tarate che variabili
- Rapida procedura di separazione tenda – collare in caso di emergenza o interventi sul viso del paziente senza togliere i sondini ad esso collegati
- Possibilità di ventilare attraverso la tenda o il collare
  - \* Valvola taglia-flusso posta sulla tenda .
- Totalmente radiostrasparente e amagnetico
- Unità di vendita a pezzo singolo

**ATTENZIONE:** aggiungendo una delle seguenti lettere alla fine del codice del collare , riceverete il collare del casco già tagliato nelle seguenti misure:

L = Large = da 41 a 44 cm

M = Medium = da 38 a 40 cm

S = Small = da 35 a 37 cm

P = Pediatrico = su richiesta mis. inf. a 35 cm

**NON** inserendo nel codice nessuna lettera il collare verrà fornito **NON** tagliato

Promuoviamo e diffondiamo la cultura sul corretto utilizzo delle interfacce pazienti in CPAP e NIV, organizzando corsi su specifica richiesta del cliente.  
Per maggiori informazioni contattare il nostro agente o rivenditore di zona o direttamente il nostro ufficio commerciale

# HAROL

Via Marcora 53 - 20097 S. Donato Milanese  
Tel. 025276762 - 0251800462 - Fax 0251800464  
www.harol.it - info@harol.it

Distribuito da: