

Nome e cognome _____	data _____
-----------------------------	-------------------

MATERASSO A DEPRESSIONE

PAZIENTE SU BARELLA A CUCCHIAIO CON COLLARE		0	1	2
PREPARAZIONE MATERIALE	Stende il materassino al suolo facendo attenzione agli oggetti taglienti			
	Distribuisce uniformemente le palline di polistirolo al suo interno eliminando le pieghe della tela			
POSIZIONAMENTO PAZIENTE	Solleva il paziente con la barella a cucchiaio, coordinando l'équipe			
	Depone il paziente sul materassino con la testa allineata al bordo superiore			
	Toglie le valve della barella a cucchiaio mantenendo la stabilità del rachide			
	Modella il materassino ai lati della testa, del tronco e degli arti, inserisce eventuale spessore tra i due arti inferiori			
	Fa attivare la depressione del materassino e fissa le cinghie laterali			
	Mentre si irrigidisce, modella ulteriormente il materassino intorno al paziente facendo attenzione di non coprire il volto			
	Verifica la raggiunta rigidità del materassino e la tenuta della valvola di aspirazione			
	Solleva il paziente stando ai lati (ideale quattro soccorritori) e lo trasporta sulla barella coordinando l'équipe. Se necessario si può usare la cucchiaio sotto il materasso per il trasporto			
Fissa il paziente e il materassino alla barella portantina				

- < 19 punti ⇒ PROVA INSUFFICIENTE
- 19 punti ⇒ SUFFICIENTE
- 21 punti ⇒ DISCRETO
- 23 punti ⇒ BUONO
- 25 punti ⇒ OTTIMA (capacità di **leader** e di coordinamento)