

Nome e cognome \_\_\_\_\_  
 data \_\_\_\_\_

## RAGNO e FERMACAPO

		0	1	2
	PAZIENTE SUPINO SU SPINALE			
POSIZIONAMENTO SU SPINALE	Verifica la corretta posizione del paziente sulla spinale			
FISSA RAGNO E FERMACAPO	Appoggia il ragno sul corpo del paziente regolando la lunghezza della cinghia verticale			
	Posiziona le cinghie a V all'altezza delle spalle			
	Posiziona le cinghie a livello toracico sotto la linea mammaria			
	Posiziona le cinghie sulle creste iliache			
	Posiziona le cinghie sopra l'articolazione del ginocchio			
	Posiziona le cinghie sopra la caviglia			
	Tira le cinghie applicando trazione di eguale forza da entrambi i lati, mettendosi a cavalcioni della tavola spinale, facendo attenzione a eventuali problemi respiratori o addominali			
	Posiziona i 2 fermacapi			
	Posiziona i cinghioni sulla fronte e sul collare fissandoli in modo incrociato			
	Fa sospendere l'immobilizzazione manuale del capo			
	Solleva la spinale ai lati (minimo tre soccorritori, meglio quattro) utilizzando le maniglie laterali			

- < 19 punti      ⇒ PROVA INSUFFICIENTE  
 19 punti        ⇒ SUFFICIENTE  
 21 punti        ⇒ DISCRETO  
 23 punti        ⇒ BUONO  
 25 punti        ⇒ OTTIMA (capacità di **leader** e di coordinamento)