

Nome e cognome \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

## IMMOBILIZZAZIONE FRATTURA

| <i>STECCHIE MODELLABILI A DEPRESSIONE</i> |  | 0 | 1 | 2 |
|---|--|---|---|---|
| RAPPORTO<br>CON IL PAZIENTE               | Si presenta al paziente e gli spiega la manovra  |   |   |   |
| ESAME<br>TESTA - PIEDI                    | Individua il punto dolente sull'arto   |   |   |   |
|   | Taglia gli indumenti ed espone l'arto  |   |   |   |
| IMMOBILIZZAZIONE<br>FRATTURA              | Afferra l'arto con le due mani (fulcro sulle articolazioni prossimali e distali) e lo riallinea, se possibile e se non frattura esposta    |   |   |   |
|   | Rimuove la scarpa e la calza   |   |   |   |
|   | Valuta il colorito cutaneo e la sensibilità, se possibile valuta polso periferico  |   |   |   |
|   | (Sostiene e ) solleva l'arto di pochi centimetri mantenendolo in lieve trazione e fa infilare sotto lo stesso la stecca di misura adeguata |   |   |   |
|   | Adagia l'arto sulla stecca e continua a mantenerlo immobilizzato con le mani   |   |   |   |
|   | Fa mettere in depressione la stecca  |   |   |   |
|   | Modella il manicotto per farlo aderire all'arto stringendo anche i legacci in velcro   |   |   |   |
| RIVALUTAZIONE                             | Rivaluta la presenza di dolore, il colorito cutaneo e la sensibilità   |   |   |   |
|   | Controlla la tenuta della depressione e della valvola e fa predisporre il materiale necessario al caricamento ed al trasporto del paziente |   |   |   |

&lt;19 punti

⇒ PROVA INSUFFICIENTE

19 punti

⇒ SUFFICIENTE

21 punti

⇒ DISCRETO

23 punti

⇒ BUONO

25 punti

⇒ OTTIMO (capacità di leader, si relaziona con il paziente)